



# HYDRO-BIOS

Smart Sampling

Datenblatt Benthos-Siebsatz ( 438 920 )



## Benthos-Siebsatz

Kostengünstige Fraktionierung größerer Bodenproben

Der auf die Größen des Macrozoobenthos abgestimmte Siebsatz wird verwendet, um Bodenproben in 4 Fraktionen zu unterteilen. Die Kunststoffschalen sind mit Bodensieben aus Nylon in den Maschenweiten von 2000/ 1000/ 780 und 500  $\mu\text{m}$  ausgestattet. Zusätzlich ist eine Schale mit geschlossenem Boden als Auffanggefäß enthalten. Die Schalen haben einen Durchmesser von ca. 38 cm.

## TECHNISCHE DETAILS

<b>Höhe</b>	etwa 18 cm
<b>Durchmesser</b>	etwa 38 cm
<b>Standard Maschenweite</b>	2000/1000/780/500 $\mu\text{m}$
<b>Material</b>	Plastik/ MOnyl
<b>Artikel Nr.</b>	438 920