



HYDRO-BIOS

Smart Sampling

Datenblatt Kescher nach Boettger (438 310)



Kescher nach Boettger

Kleiner Kescher für bodennahe Beprobung

Der Netzrahmen aus Edelstahl ist mit einer 20 mm-Stockaufnahme zur Aufnahme eines Teleskopstabes versehen. Teleskopstäbe in verschiedenen Längen sind auf Anfrage erhältlich. Durch das quadratische Design mit einer Öffnung von 25 x 25 cm ist der Boettger-Kescher ideal für die bodennahe Probenahme in flachen Gewässern wie Flüssen und Seen. Der 35 cm lange Netzbeutel hat eine Maschenweite von 500µm, andere Maschenweiten sind auf Anfrage erhältlich.

TECHNISCHE DETAILS

Länge	35 cm
Breite	25 cm
Höhe	25 cm
Netzöffnung	25 x 25 cm
Standard Maschenweite	500 µm
Material Rahmen / Gestell	Edelstahl
Material Netzbeutel	MOnyl
Artikel Nr.	438 310