



# HYDRO-BIOS

Smart Sampling

Datasheet Bongo Net 30 cm ( 438 762 )

## Lưới bắt mẫu hải dương Bongo 30 cm

Lưới hai vòng cho các hoạt động kéo ngang hoặc chéo trong đại dương học

Cấu trúc hai vòng không chỉ giúp tránh các nhiễu loạn thường xảy ra do dây kéo cố định phía trước miệng mở của các lưới plankton không có cơ chế đóng/mở mà còn cho phép nhà nghiên cứu sử dụng hai kích thước lưới khác nhau cùng lúc. Hai vòng thép không gỉ, được kết nối bởi một khớp nối với điểm xoay cho dây kéo, được trang bị hai túi lưới dài. Lưới Bongo có sẵn với nhiều đường kính khác nhau.

Lưới Bongo nên được vận hành cùng với bộ nén V-Fin để tạo lực nâng âm cho thiết bị. Để dễ dàng thu hồi, các mẫu được cô đặc bên trong các thùng lưới nhựa có thể tháo rời với cửa sổ bên được phủ lưới lọc.

Sử dụng lưới Bongo kết hợp với hai đồng hồ đo lưu lượng cơ học để đo thể tích nước đã lọc.



## THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Chiều dài	200 cm
Chiều rộng	75 cm
Chiều cao	30 cm
Diện tích miệng lưới	2 x 0.0707 m <sup>2</sup>
Trọng lượng trên không	14 kg
Chất liệu khung	Thép không gỉ
Chất liệu túi lưới	MOnyl
Mã sản phẩm	438 762