



# HYDRO-BIOS

Smart Sampling

Datasheet Bongo Net 60 cm ( 438 750 )

## Lưới bắt mẫu hải dương Bongo 60 cm

Lưới hai vòng cho các hoạt động kéo ngang hoặc chéo trong đại dương học

Cấu trúc hai vòng không chỉ giúp tránh các nhiễu loạn thường gây ra bởi dây kéo cố định phía trước miệng mở của lưới plankton không có cơ chế đóng/mở, mà còn cho phép nhà nghiên cứu sử dụng hai kích thước lưới khác nhau cùng một lúc. Hai vòng thép không gỉ, được kết nối bởi một khớp nối có điểm xoay cho dây kéo, được trang bị hai túi lưới dài. Lưới Bongo có sẵn với nhiều đường kính khác nhau.

Lưới Bongo nên được vận hành cùng với bộ nén V-Fin để tạo lực nâng âm cho thiết bị. Để dễ dàng thu hồi, các mẫu được cô đặc bên trong thùng lưới nhựa có thể tháo rời với cửa sổ bên được phủ lưới lọc.

Sử dụng lưới Bongo kết hợp với hai đồng hồ đo lưu lượng cơ học để đo thể tích nước đã lọc.



## THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Chiều rộng	135 cm
Đường kính	2 x 60 cm
Chiều dài túi lưới	250 cm
Diện tích miệng lưới	2 x 0,2827 m <sup>2</sup>
Trọng lượng trên không	20 kg
Chất liệu khung	Thép không gỉ
Chất liệu túi lưới	MOnyl
Mã sản phẩm	438 750