



HYDRO-BIOS

Smart Sampling

Datasheet Indian Ocean Standard (438 815)



Lưới bắt mẫu chuẩn Ấn Độ Dương

Lưới plankton không có cơ chế đóng/mở cho các hoạt động thẳng đứng trong đại dương học

Lưới Tiêu Chuẩn Ấn Độ Dương là loại lưới plankton tiêu chuẩn không có cơ chế đóng/mở, được sử dụng để lấy mẫu định lượng các khối lượng nước lớn trong quá trình kéo thẳng đứng. Vòng thép không gỉ có đường kính 113 cm và túi lưới dài 4,7 mét, được vận hành kết hợp với khung thùng lưới nặng để đảm bảo tốc độ cao khi thả dây cáp trong quá trình hạ xuống.

Để dễ dàng thu hồi, các mẫu được cô đặc bên trong thùng lưới nhựa có thể tháo rời, với cửa sổ bên được phủ bằng lưới lọc.

Lưới Tiêu Chuẩn Ấn Độ Dương có thể được sử dụng kết hợp với đồng hồ đo lưu lượng cơ học có cơ chế chặn quay ngược để đo thể tích nước đã lọc.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Chiều dài (tổng)	Khoảng 6,40 m
Đường kính	1130 mm
Diện tích miệng lưới	1 m ²
Kích thước lưới tiêu chuẩn	335 µm
Trọng lượng trên không	35 kg
Chất liệu khung	Thép không gỉ
Chất liệu túi lưới	MOnyl
Mã sản phẩm	438 815