



Vợt bắt mẫu động vật đáy theo chuẩn AQEM-method

Lưới vợt nhỏ dùng để lấy mẫu đáy

Lưới vợt nhỏ này được thiết kế để lấy mẫu động vật không xương sống dưới đáy, đáp ứng các yêu cầu của phương pháp AQEM, một phương pháp được phát triển từ dự án thuộc Chỉ thị Khung Nước của EU. Dụng cụ lấy mẫu Kick Net này là một lưới vợt được thiết kế đặc biệt cho việc lấy mẫu động vật không xương sống dưới đáy nước, đáp ứng yêu cầu của EU-WFD.

Cách sử dụng: Đặt túi lưới hình vuông vào dòng nước và dùng chân hoặc tay khuấy động lòng suối phía trước lưới. Mẫu nước sẽ đi qua lỗ lưới có kích thước 25 x 25 cm và vào túi lưới. Đây là giải pháp hoàn hảo để đánh giá các mẫu động vật không xương sống trong các vùng nước chảy nông. Khung lưới được làm từ thép không gỉ, trang bị tay cầm với khớp nối có đường kính trong 20 mm để gắn vào một cây gậy kéo dài. Các loại gậy với chiều dài khác nhau có sẵn theo yêu cầu. Túi lưới có kích thước mắt lưới 500 µm, sâu 70 cm, các kích thước mắt lưới khác cũng có sẵn theo yêu cầu.



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Chiều dài	70 cm
Chiều rộng	25 cm
Chiều cao	25 cm
Kích thước mở lưới	25 x 25 cm
Kích thước lưới tiêu chuẩn	500 µm
Chất liệu khung	Thép không gỉ
Chất liệu túi lưới	MOnyl
Mã sản phẩm	438 311