



# HYDRO-BIOS

Smart Sampling

Datasheet Lenz grab ( 437 310 )



## Thiết bị lấy mẫu đáy theo Lenz

### Thiết bị lấy mẫu trầm tích hình hộp với các tấm phân chia

Thiết bị lấy mẫu đáy theo Lenz là phiên bản được cải tiến của mẫu Ekman-Birge. Thiết bị lấy mẫu chính xác này được trang bị các tấm phân chia để tách mẫu thành 5 lớp, mỗi lớp dày 20 mm. Các lớp này sau đó có thể được lấy ra riêng biệt để kiểm tra. Thiết bị lấy mẫu Lenz bao gồm một tủ kim loại có tường dày được trang bị hai hàm lò xo, được thả ra bằng một thiết bị truyền tin. Hai tấm chắn nhẹ che lỗ mở trên cùng của thiết bị để ngăn mẫu bị rửa trôi trong quá trình nổi lên.

## THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Chiều cao	20 cm
Khu vực cầm nắm	15 x 15 cm = 225 cm <sup>2</sup>
Trọng lượng trên không khí	5 kg
Chất liệu khung	Đồng phủ bột
Mã sản phẩm	437 310