



HYDRO-BIOS

Smart Sampling

Datasheet Tubular chamber 25 ml (435 023)



435 023

Ống lắng phiêu sinh vật 25 ml

Buồng Lắng Sinh Vật Phù Du Hình Ống được sử dụng để phân tích mẫu sinh vật phù du dưới kính hiển vi

Quá trình lắng trầm tích được thực hiện bên trong xi lanh quan sát ban đầu để tránh bất kỳ sự sai lệch nào của mẫu trong quá trình xử lý. Buồng bao gồm một ống plexiglass với vòng đế kim loại có thể tháo rời, giữ một tấm đế mỏng chỉ dày 0,2 mm. Phân tích mẫu được thực hiện trên kính hiển vi đảo ngược. Phạm vi cung cấp của chúng tôi bao gồm một buồng, một tấm kính đậy và một bộ 50 tấm đế bằng kính.

MÔ TẢ

+++ không sử dụng cồn để làm sạch các bộ phận bằng acrylic +++

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Đường kính bên trong	26 mm
Đường kính vòng đế	43 mm
Chiều cao của xi lanh lắng trầm tích	46 mm
Thể tích mẫu	25 ml
Mã sản phẩm	435 023