



# HYDRO-BIOS

Smart Sampling

Datasheet Tubular chamber 5 ml ( 435 021 )

## Ống lắng phiêu sinh vật 5ml

**Xi lanh lắng trầm tích sinh vật phù du để phân tích dưới kính hiển vi**

Buồng Lắng Sinh Vật Phù Du Hình Ống được sử dụng để phân tích mẫu sinh vật phù du dưới kính hiển vi. Quá trình lắng trầm tích được thực hiện bên trong xi lanh quan sát ban đầu để tránh mọi sai lệch của mẫu trong quá trình xử lý. Buồng bao gồm một ống plexiglass với vòng đế kim loại có thể tháo rời, giữ một tấm đế mỏng chỉ dày 0.2 mm. Phân tích mẫu được thực hiện trên kính hiển vi đảo ngược. Phạm vi cung cấp của chúng tôi bao gồm một buồng, một tấm kính dày và một bộ 50 tấm đế bằng kính.



435 021

## MÔ TẢ

+++ không sử dụng cần để làm sạch các bộ phận bằng acrylic +++

## THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Đường kính bên trong	26 mm
Đường kính vòng đế	43 mm
Chiều cao của xi lanh lắng trầm tích	10 mm
Thể tích mẫu	5 ml
Mã sản phẩm	435 021