



# HYDRO-BIOS

Smart Sampling

Datasheet Folsom's divider ( 435 100 )



## Bộ chia mẫu sinh vật phù du Folsom

### Chia mẫu sinh vật phù du lớn một cách dễ dàng

Bộ chia mẫu sinh vật phù du Folsom cung cấp một phương pháp nhanh chóng và dễ dàng để chia các mẫu sinh vật phù du lớn thành một lượng phù hợp để kiểm tra. Thiết bị này chia các mẫu thành hai phần bằng nhau. Chỉ cần lặp lại thao tác cho đến khi đạt được lượng mong muốn.

Trống nhựa trong suốt của bộ chia phù hợp với các mẫu lên đến 100 ml. Đế của nó được trang bị thước đo mức nước và hai vít điều chỉnh để dễ dàng căn chỉnh theo phương ngang.

## MÔ TẢ

+++ không sử dụng cồn để làm sạch các bộ phận bằng acrylic +++

## THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thể tích mẫu	100 ml
Trọng lượng	xấp xỉ 1kg
Mã sản phẩm	435 100